




Teléfono: +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** comex@tecnal.com.br
Dirección: João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

AGITADOR OPEN CELL TE-083



Utilizado para analizar células de caña-de-azúcar desintegradas.

Características Tecnicas

| | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rotación: | Fija en 60 RPM |
| Precisión: | ±1 RPM |
| Amplitud de agitación: | 360° |
| Motor: | Reductor 84 Watts |
| Capacidad: | 02 recipientes de 4 litros |
| Fijación recipientes: | A través de manípulos |
| Gabinete: | En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática |
| Dimensiones: | Ancho=520 x Profundidad=500 x Alto=700 mm |
| Peso: | 20Kg |
| Potencia: | 100 Watts |
| Voltaje: | 220 Volts o 127 Volts |
| Acompaña: | 02 Recipientes plásticos (4 litros); 02 Fusibles extra |
| Opcional: | Estructura de protección con sensor de parada de emergencia |

Beneficios y Ventajas

Sobre la marca



Enfocada en el buen funcionamiento de sus productos, en la facilidad de uso, y en la alta precisión de los resultados, Tecnal ofrece soluciones en equipos para laboratorios de las diversas áreas.



Tecnal
Central de ventas
vendas@tecnal.com.br